

# Tester de Blanqueo de Arroz Instantaneo

Modelo C600

**Kett**

SCIENCE OF SENSING



**Kett**

*El testeo del mañana, Hoy!*  
1-714-974-8837 (USA)

## Tester de Blanqueo de Arroz

### Medición de blanqueo instantáneo

El blanqueo de arroz es una llave indicadora del nivel de molienda así como de la calidad del arroz. Por muchos años, Kett ha sido reconocido como el standard mundial en medición de blanqueo de arroz. El C600 construida sumada al C300, manteniéndola calidad y simplicidad de dicho instrumento. Además, el C600 es más liviano (3 kgs), requiere una huella más pequeña ( 23,5cm menos de profundidad) y tiene un diseño ecológicamente mejorado – la fuente de luz LED azul provista de una vida superior y requiere menor energía y reduce calor. Para agregar, nuestro mejorado diseño permite la primer medición a solo 20 segundos luego de que el instrumento es cargado.

### Operado Simple

Para manejar el Test, llene la casilla de muestra e insértela en el C600. Inmediatamente la medición de blanqueo será mostrada. El C600 usa un display largo y fluorescente para realzar la visibilidad y disminuir el consumo de energía. Remueva la casilla, el instrumento óptico se reseteará, y estará listo para otro testeo. Para proveer de mayor precisión, cada C600 incluye una masilla única y plato de muestra de cantidades para asegurar la misma cantidad de arroz sea usada en cada test.

### Un click de Ajuste de Sensibilidad

El C600 incluye un standard óptico, asegurando que el instrumento pueda siempre ser devuelto a las especificaciones de fábrica. Solo un click y el instrumento es inmediatamente ajustado.

**Mantenimiento Sencillo** - Solo un ítem precisa ser limpiado, el vaso/vidrio de filtro. Hemos diseñado el C600 para permitirle una remoción sencilla del filtro, limpieza y reemplazo en menos de un minuto. El C600 no tiene partes móviles y es insensible a vibraciones e independiente a la orientación del instrumento. Esto permite que sea usado en el piso de manufactura , suministrando un instantáneo feedback con su staff.



### El Testeo del Mañana, Hoy!

Para agregar al C600, Kett tienen cerca de 200 instrumentos. Disponibles para manejo portátil, escritorios de laboratorio o procedimientos aplicables en línea, si usted tiene requerimientos de medición, le ofrecemos soluciones... hoy! Si usted precisa medir arroz u otros granos y busca productos---adecuados, rápidos, y simples, pida una orden, o solicite una guía adicional en la selección de modelos, llámenos al teléfono gratuito Kett!

## Specifications

<b>C600</b>	
Principio de Medición	Reflectancia de Luz
Producto Medido	Arroz Cargo, Arroz molido y arroz pre-lavado (pegajoso o no)
Valor de Medición	Blancura
Rango de Medición	5.0-69.9
Resolución	0.1
Precisión	+/- 0.5 or better
Tipo de Display	LED Fluorescente
Display	Valor, Promedio
Volumen de Muestra	60 ml aproximadamente
Tiempo de Respuesta	Menos de 1 seg/muestra
Temperatura Ambiente	0-40°C
Humedad Ambiente	0-85% RH(no-condensada)
Fuente de Luz	LED Azul
Fuente de energía	100-240VAC(50-60Hz) Máximo 35W/60W
Comunicación	RS232C
Peso (kg) (Red/Embarque)	5/11
Dimensiones (mm)	290Wx185Hx295(D)
Accesorios	Standard óptico, casilla de muestra, Muestra de llenado, plato de cantidad. De muestra, cubierta, limpiador de vidrio, 3 repuestos de filtros de vidrio, fusible, Cuerda de encendido, manual de instrucciones
Opciones	Impresión térmica con Cable (VZ330)

### Diseñado para años de Uso Estable

Kett mantiene bajo el sistema C600 un Año Completo de garantía de manufactura en las partes y tareas. La fiabilidad y seguridad de Kett te permite enfocarte en la mejora de calidad de tu producto y no perder tiempo calibrando y verificando nuestros indicadores. Kett es reconocida como el líder mundial en instrumentos de medición de arroz. Con más de 60 años de experiencia de diseño y excelencia en manufactura, el C600, como todos los instrumentos Kett, es el standard en el que los otros son juzgados.

# 1-800-GET-KETT



PMB 504, 17853 Santiago Boulevard,  
Suite 107, Villa Park, CA 92861  
714-974-8837 • 714-974-8877 (FAX)  
**1-800-438-5388**  
www.Kett.com  
**Sales, Support, Service**